



“massaggio Dreno-MAM” penetra profondamente nei tessuti utilizzando la particolare onda acustica dell'apparecchio MAM.

#### Per chi è indicato

Il massaggio Dreno-MAM è indicato in quei soggetti che soffrono di ritenzione idrica, con mani, piedi, caviglie o gambe gonfie perennemente o in particolari momenti della loro vita quali nel periodo premestruale, dopo lunghi viaggi, prolungata stazione eretta, in estate, in ambienti surriscaldati, dopo diete sbilanciate, interventi, cure ormonali, permanenza in quota.

In quei soggetti con gambe dolenti dopo lunghi periodi di attività fisica protratta, come la visita di una città d'arte oppure tempi prolungati di lavoro o stazionamento in piedi o seduti.

In quei soggetti con varici o con congestione della micro-circolazione con gambe violacee o mazzate.

#### L'applicazione

Il massaggio Dreno-MAM consiste nella applicazione di otto coppette cilindriche, prima nella regione posteriore e dopo in quella anteriore del corpo. Attraverso queste coppette il suono MAM viene trasferito al tessuto sottostante con effetti benefici drenanti. Mediamente la seduta dura trenta minuti e vengono insonorizzate tre aree corporee.

#### Funzionamento

Il suono MAM agisce producendo un massaggio delle

stazioni linfonodali di drenaggio dei liquidi tessutali degli arti inferiori. L'effetto è la decongestione del sistema linfatico ed un miglioramento della micro-circolazione.

#### Dieci sedute: i benefici

Il ciclo di sedute Dreno-MAM determina nella maggior parte dei soggetti, dopo la prima seduta, un notevole miglioramento del senso di peso e dolenzia degli arti inferiori. Dopo quattro sedute frequentemente si riscontra una obiettiva riduzione di volume degli arti. Alla fine del ciclo anche i disturbi del micro-circolo presentano significativi miglioramenti con riscaldamento delle estremità e cambiamento del colore cutaneo. improvements with the heating of the extremities and changes in skin color.

#### I vantaggi del MAM®

- Due apparecchi in uno
- Efficace e semplice da usare
- Non operatore dipendente (breve curva di apprendimento)
- Indolore e non invasivo
- Non allergizzante (non usa gel o olio di contatto)
- Pratico in quanto efficace anche attraverso i vestiti
- Breve durata della seduta circa 15 minuti per il MAM e 30 Minuti per il Dreno-MAM
- Può usare l'apparecchio MAM il medico, l'infermiere, il fisioterapista, il chiropratico e l'osteopata. Il Dreno-MAM può essere usato anche dalle estetiste



dimasan®  
www.terapiamam.com

  
muscular acoustic modulator

  
dimasan®



**Il Potere del suono al servizio  
della salute e del benessere.**



Il potere del suono nella cura del dolore.

#### **Cos'è il MAM<sup>®</sup>**

Il Modulatore Acustico Muscolare è un apparecchio brevettato per il trattamento del dolore che utilizza una speciale onda acustica modulata in potenza e frequenza. E' dotato di una sonda cilindrica in plastica di circa tre cm di diametro che viene posizionata sulla superficie della cute in corrispondenza delle zone dolorose da trattare. Il fascio d'onde emesso dall'apparecchio MAM attraversa i tessuti e sblocca le contratture muscolari che causano il dolore, determinando la



scomparsa o la riduzione del dolore in pochi secondi.

#### **Per chi è indicato il trattamento MAM<sup>®</sup>**

Il trattamento MAM<sup>®</sup> è indicato nella gestione di tutti i tipi di dolore acuto o cronico quali quelli di origine artrosico, reumatico, mialgico, traumatico o post-operatorio. Ottimi risultati ottengono nelle cefalee e vertigini con applicazioni del suono MAM



prevede la somministrazione di farmaci né il passaggio di corrente pertanto può essere eseguito anche in portatori di pacemaker, nei pazienti in cura emodialitica. Il trattamento è indicato anche per chi non ha ottenuto benefici dopo la cura con i farmaci tradizionali (analgesici, antinfiammatori, cortisonici, miorellassanti) con comuni trattamenti di fisioterapia, manipolazioni, infiltrazioni e/o interventi chirurgici.

#### **Una tecnica indolore**

Il metodo non è invasivo ed è molto rapido. La terapia MAM<sup>®</sup>, infatti, permette di ottenere la riduzione o la scomparsa del dolore con recupero immediato della funzione persa. Le sue caratteristiche gli conferiscono la capacità di poter trattare con semplicità e specificità tutte le aree del corpo umano ed anche le meno accessibili quali: la sottoscapolare, la sottocostale, la otturatoria, la pelvica e la poplitea.



#### **L'applicazione MAM<sup>®</sup>**

La sonda cilindrica dell'apparecchio viene posizionata sulla cute senza alcun mezzo di contatto quale olio, acqua o gel.



Tramite un pedale si invia il fascio d'onde MAM per otto secondi sul punto doloroso da trattare che si identifica tramite la mappa del dolore MAM<sup>®</sup>.

a livello dell'area cervicale, nucale e occipitale.

Notevoli risultati si ottengono nei soggetti con insufficienza venosa cronica (vene varicose) ed anche nella claudicatio degli arteriopatici. Il trattamento MAM<sup>®</sup> non

#### **Quattro sedute**

Il trattamento MAM<sup>®</sup> necessita nella maggior parte dei casi di sole quattro sedute, una la settimana. Le sedute possono essere eseguite anche a casa del paziente.

#### **I benefici**

Dopo la prima seduta si ha la riduzione o la scomparsa del dolore. L'eliminazione del dolore ottenuta è risolutiva e permane nel tempo.

Eliminare il dolore ripristina uno stato di benessere psico-fisico che permette al soggetto di tornare a praticare un'adeguata attività motoria, indispensabile al miglioramento della forma fisica e della qualità di vita.



Il potere del suono nella cura della ritenzione idrica.

#### **Cos'è il Dreno-MAM<sup>®</sup>**

Il Dreno-MAM è un massaggio per il drenaggio dei tessuti che viene praticato con un applicativo dell'apparecchio MAM<sup>®</sup> formato da otto coppette. Il